


怎样维护导尿管



注意： 空的排尿袋或导管

如果排尿袋里没有尿液，请确保导管没有发生弯折或堵塞，以使尿液可以顺畅流出导尿管。

注意： 排尿袋已满

时常清空排尿袋—不要让排尿袋装的过满，因为袋子过重可能会拔出导尿管。



导尿管的一端有一个气囊，帮助其固定位置.....但是这个气囊有可能会掉出来。如果发生这种情况，不要惊慌。不要尝试自己把它复位。给的医您疗服务提供方打个电话或者去您当地的紧急护理中心，让专业人员帮您将它复位。



如果他们抱怨有疼痛感，不适感，有小便感，或者您注意到袋子里的尿液发出异味、呈异样颜色，或尿液里有血块或颗粒状物，请联系您的医疗保健提供方进行后续治疗。



当他们呈卧姿时，请确保导管是放置在一条腿的上面，也不是被压在腿下。



排尿袋应始终悬挂在膀胱水平以下。总是把它挂起来-不要放在地板上。



不要把排尿袋挂在床边扶手上! 如果扶手被移动，那么袋子也会随之移动。



观察尿液 检查尿液是否发出异味或呈现异样颜色—向医疗机构告异状。



观察导尿管部分是否有分泌物或出血—向医疗机构报告异状。



检查排尿袋或导管是否有渗漏现象。